

ՀԱՐՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



Երևան 2017

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 1.

ԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՆՈԹԻ ԹԱՓԱՀԱՐՄԱՆ» ԵՂԱՆԱԿՈՎ

Փորձի ընթացքը՝

1. Լուծիչների նախապատրաստում և նախահազեցում:
2. Լուծելիության թեստի իրականացում:
3. Վերլուծություն /դեղի կոնցենտրացիայի որոշում/:
4. Բաշխման գործակցի հաշվարկ:

Անհրաժեշտ նյութերը և սարքավորումները՝

- ն-օկտանոլ /ք.մ./, թորած /կամ երկթորած/ ջուր, հետազոտվող պրեպարատների /ֆուրոսեմիդ, պարացետամոլ, ցինարիզին/ ստանդարտներ, 0.1, 0.01Մ կծու նատրիումի լուծույթներ, 95% սպիրտ;
- 50 մլ տարողությամբ ապակյա խցանով բաժանիչ ձագար, թափահարող սարք /շեյքեր/, 100, 200 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբաներ, 2 մլ տարողությամբ ներարկիչ, ՈԻՄ- տեսանելի սպետրոֆոտոմետր, 10 մմ շերտի հաստությամբ կվարցե կյուվետներ:

1. Լուծիչների նախապատրաստում և նախահազեցում

Փորձի համար օգտագործվող օրգանական ֆազը պետք է լինի բարձր մաքրության /ք.մ./ քիմիական փորձերի համար նախատեսված ն-օկտանոլը: Տեխնիկական օկտանոլի կիրառման դեպքում այն պետք է նախապես մաքրվի, անօրգանական /թթուներով և հիմքերով լվացում, թորում/ և օրգանական հավելումներից ազատվելու համար: Ջուրը պետք է լինի թարմ թորված /կամ երկթորված/:

Մինչև փորձարկման իրականացումը ջուրը և օկտանոլը պետք է նախահազեցվեն միմյանցով: Դրա համար հետազոտությունից մեկ օր առաջ փորձի համար անհրաժեշտ քանակով ջուրը և ն-օկտանոլը թափահարում են բաժանիչ ձագարում 24 ժամ թափահարիչի միջոցով: Այնուհետև նրանց թողնում են բավականաչափ ժամանակ, որ հեղուկները լիովին բաժանվեն միմյանցից և հաստավի հազեցման հավասարակշռային վիճակը:

2. Թեստի իրականացում

Պարացետամոլի բաշխման գործակցի որոշում

Բաժանիչ ձագարի մեջ ավելացնել 10 մլ ջուր և 10 մլ ն-օկտանոլ: 0,017 գ պարացետամոլն ավելացնել օկտանոլի շերտի վրա և թափահարել 5 րոպե, որից հետո թողնել որոշ ժամանակ ֆազերի շերտավորման /առանձնացման/ համար:

Ցինարիզինի բաշխման գործակցի որոշումը

Բաժանիչ ձագարի մեջ ավելացնել 10 մլ ջուր և 10 մլ ն-օկտանոլ: 0,06 գ ցինարիզինը ավելացնել օկտանոլի շերտի վրա և թափահարել 5 րոպե, որից հետո թողնել որոշ ժամանակ ֆազերի շերտավորման /առանձնացման/ համար:

Ֆուրոսեմիդի բաշխման գործակցի որոշումը

Բաժանիչ ձագարի մեջ ավելացնել 10 մլ ջուր և 10 մլ ն-օկտանոլ: 0,06 գ ֆուրոսեմիդը ավելացնել օկտանոլի շերտի վրա և թափահարել 5 րոպե, որից հետո թողնել որոշ ժամանակ ֆազերի շերտավորման /առանձնացման/ համար:

3. Վերլուծություն /դեղի կոնցենտրացիայի որոշում/

Պարացետամոլի բաշխման գործակցի որոշում

Ջրային շերտից ներարկիչի օգնությամբ վերցնել 1մլ, տեղավորել 100 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբայի մեջ, ավելացնել 10 մլ 0.1 Մ կծու նատրիումի լուծույթ, խառնել և ծավալը ջրով հասցնել մինչև նիշը: Լուծույթի օպտիկական խտությունը չափել սպեկտրոֆոտոմետրով 257 նմ ալիքի երկարության և կյուվետի 10 մմ շերտի հաստության պայմաններում: Ձուգահեռ չափել պարացետամոլի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի օպտիկական խտությունը: Որպես համեմատիչ լուծույթ օգտագործել 0.01 Մ կծու նատրիումի լուծույթ:

Պարացետամոլի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի պատրաստում

0.15 գ պարացետամոլը տեղավորել 200 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբայի մեջ, ավելացնել 100 մլ 0.1 Մ կծու նատրիումի լուծույթ: Թափահարել 10 րոպե և ջրով ծավալը հասցնել մինչև նիշը: Ստացված լուծույթից 1մլ տեղավորել 100 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբայի մեջ, ավելացնել 10 մլ 0.1 Մ կծու նատրիումի լուծույթ, խառնել և ծավալը ջրով հասցնել մինչև նիշը:

Ցինարիզինի բաշխման գործակցի որոշումը

Ջրային շերտից ներարկիչի օգնությամբ վերցնել 2 մլ, տեղափոխել 100 մլ տարողությամբ չափիչ փորձանոթի մեջ, 95% սպիրտով ծավալը հասցնել մինչև նիշը և խառնել: Ստացված լուծույթի օպտիկական խտությունը չափել սպեկտրոֆոտոմետրով 253 նմ ալիքի երկարության և կյուվետի 10 մմ շերտի հաստության պայմաններում: Որպես համեմատիչ լուծույթ օգտագործել 95% սպիրտ: Զուգահեռ չափել ցինարիզինի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի օպտիկական խտությունը:

Ցինարիզինի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը

0.05գ ցինարիզինը տեղավորել 100 մլ չափիչ փորձանոթի մեջ, ավելացնել 80 մլ 95% սպիրտ, խառնել մինչև լուծվելը և սպիրտով ծավալը հասցնել մինչև նիշը: Ստացված լուծույթից 2 մլ տեղափոխել 100 մլ տարողությամբ չափիչ փորձանոթի մեջ, 95% սպիրտով ծավալը հասցնել մինչև նիշը և խառնել: 1 մլ ցինարիզինի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթը պարունակում է մոտավորապես 0.00001 գ ցինարիզին: Օգտագործել թարմ պատրաստված լուծույթը:

Ֆուրոսեմիդի բաշխման գործակցի որոշումը

Ջրային շերտից ներարկիչի օգնությամբ վերցնել 1մլ, տեղափոխել 100 մլ տարողությամբ չափիչ փորձանոթի մեջ, ավելացնել 9 մլ 0.1 Մ նատրիումի հիդրօքսիդ, ջրով ծավալը հասցնել մինչև նիշը և խառնել: Ստացված լուծույթի օպտիկական խտությունը չափել սպեկտրոֆոտոմետրով 271 նմ ալիքի երկարության և կյուվետի 10 մմ շերտի հաստության պայմաններում, որպես համեմատիչ լուծույթ օգտագործելով 0.01 Մ նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ: Զուգահեռ չափել ֆուրոսեմիդի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի օպտիկական խտությունը:

Ֆուրոսեմիդի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը

0.08գ ֆուրոսեմիդը լուծել 80 մլ 0.1 Մ նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթում 100 մլ տարողությամբ չափիչ փորձանոթի մեջ, նատրիումի հիդրօքսիդով ծավալը հասցնել մինչև նիշը և խառնել: Ստացված լուծույթից 1մլ տեղափոխել 100 մլ տարողությամբ չափիչ փորձանոթի մեջ, ավելացնել 9 մլ 0.1 Մ նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ, ջրով ծավալը հասցնել մինչև նիշը և խառնել: Լուծույթի պահպանման ժամկետը 1օր:

Պրեպարատների քանակական պարունակությունը ջրային ֆազում որոշում են հետևյալ բանաձևով՝

$$X = \frac{D \cdot m_0 \cdot v}{2 \cdot D_0 \cdot 100}$$

Որտեղ՝

D- հետազոտվող լուծույթի օպտիկական խտությունն է,

D₀- պրեպարատի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի օպտիկական խտությունն է,

m₀- պրեպարատի քանակությունը գրամներով,

v- ջրային ֆազի ծավալը:

4. Բաշխման գործակցի հաշվարկ

Բաշխման գործակցիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$P = \frac{C_{\text{օկտանոլ}}}{C_{\text{ջուր}}}$$

որտեղ՝

C_{օկտանոլ}- ն-օկտանոլում դեղանյութի քանակական պարունակությունն է,

C_{ջուր}- ջրային շերտում դեղանյութի քանակական պարունակությունն է:

Անհրաժեշտության դեպքում հաշվարկում են բաշխման գործակցի տասնորդական լոգարիթմը (logP):

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 2.

ԿԵՆՍԱՎԵՑՎԵՐ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԴԵՂԱՀԱՏԵՐԻ ԿԵՆՍԱՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Փորձի ընթացքը՝

1. Լուծելիության միջավայրի նախապատրաստում՝ բուֆերային լուծույթների պատրաստում:
2. Լուծելիության թեստի իրականացում (ըստ ԱՀԿ-ի):
3. Վերլուծություն՝ դեղի կոնցենտրացիայի որոշում:
4. Լուծելիության կորերի կառուցում, համարժեքության /անհամարժեքության/ գործակցի հաշվարկ:

Անհրաժեշտ նյութերը և սարքավորումները՝

- 0.1 Մ քլորաջրածնական թթու ($\text{pH}=1.2$); 0.1 Մ ֆոսֆատային բուֆեր ($\text{pH}=6.8$)՝ $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, Na_2HPO_4 , ֆոսֆորական թթու; 0.1 Մ ացետատային բուֆեր ($\text{pH}=4.5$)՝, CH_3COOH , CH_3COONa ; թորած ջուր*; տարբեր դեղագործական ընկերությունների արտադրության անալոգ դեղեր /պարացետամոլի 0.5 գ դեղահատեր, ցինարիզինի 0.025 գ դեղահատեր, ֆուրոսեմիդի 0.04 գ դեղահատեր/; ստանդատներ /պարացետամոլի, ցինարիզինի, ֆուրոսեմիդի/; նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ;
- pH-մետր, ՈՒՄ- և տեսանելի սպեկտրոֆոտոմետր, լուծելիության որոշման «Թիակային սարք» /կամ «Պտտվող զամբյուղ»/;
- փորձանոթների շտատիվներ, համարակալված փորձանոթներ, 2000, 1000, 100, 200 մլ տարողությամբ չափիչ կուլբաներ, 500, 1000, 2000 մլ տարողությամբ չափիչ բաժակներ, 1, 2, 5, 10 մլ տարողությամբ պիպետներ, միլիմետրային թուղթ, ֆիլտրի թուղթ:

* բուֆերային լուծույթների համար նախատեսված թորած ջուրը /հատկապես ացետատային բուֆերի/ **պետք է նախատես եռացնել 30 ր ընթացքում**, ածխաթթու գազից ազատվելու համար: Օգտագործում են միայն թարմ եռացրաց թորած թուրք, որը պահում են լավ խցանվող տարաներում:

1. Լուծելիության միջավայրի նախապատրաստում՝ բուֆերային լուծույթների պատրաստում

Իրականացվող գործողությունները՝

- 1.1. Պատրաստի բուֆերային լուծույթի անհրաժեշտ ծավալի հաշվարկ;
- 1.2. Մայր լուծույթների անհրաժեշտ քանակի հաշվարկ և պատրաստում;
- 1.3. pH-մետրի ստուգաճշտում /համապատասխան ստանդարտ բուֆերով/;
- 1.4. Բուֆերային լուծույթների pH-ի չափում և համապատասխանեցում պահանջվող արժեքին:

0.1 Մ քլորաջրածնական թթվի լուծույթի պատրաստում (pH=1.2)

8.5 մլ խիտ քլորաջրածնական թթուն /խտությունը 1.19/ թորած ջրով նոսրացնել մինչև 1 լ: 1 մլ լուծույթը պարունակում է 0.003646 գ քլորաջրածին:

0.1 Մ Ֆոսֆատային բուֆերի պատրաստում (pH=6.8)

Բաղադրությունը՝

Մայր լուծույթներ՝

Ա լուծույթ- 0.2 Մ $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (27.58 գ/1000 մլ)

Բ լուծույթ - 0.2 Մ Na_2HPO_4 (28.38 գ/1000 մլ)

0.1 Մ ագետատային բուֆերի պատրաստում (pH=4.5)

Բաղադրությունը՝

Մայր լուծույթներ՝

Ա լուծույթ- 0.5 CH_3COOH (30 մլ սառցային քացախաթթու + 970 մլ թորած ջուր)

Բ լուծույթ - 0.5 CH_3COONa (68 գ նատրիումի ագետատ 1լ ջրում)

$$200 \text{ մլ բուֆերային լուծույթը} = X \text{ մլ Ա } \text{լ-թ} + Y \text{ մլ Բ } \text{լ-թ} + \text{թորած ջուր մինչև } 200.0 \text{ մլ}$$

Աղյուսակ 1.

Ֆոսֆատային բուֆեր

Ագետատային բուֆեր

pH	X /Ա լ-թ/	Y /Բ լ-թ/		pH	X /Ա լ-թ/	Y /Բ լ-թ/
6.4	73.5	26.5		4.2	164	36
6.5	68.5	31.5		4.0	147	53
6.6	62.5	37.5		4.4	126	74
6.7	56.5	43.5		4.6	102	98

6.8	51.0	49.0		4.8	80	120
6.9	45.0	55.0		5.0	59	141
7.0	39.0	61.0		5.2	42	158

pH-մետրի ստուգաճշտումը իրականացվում է յուրաքանչյուր փորձարկումից առաջ: Ստուգաճշտման համար կիրառում են ստանդարտ բուֆերներ, որոնց pH-ի արժեքը չպետք է տարբերվի հետազատվող լուծույթի արժեքից ավելի քան 1.0 միավորով:

Ֆոսֆատային բուֆերի pH-ի պահանջվող արժեքին համապատասխանեցման համար կիրառում են ֆոսֆորական թթու և նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ: Ացետատային բուֆերի համար՝ քացախաթթու և նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ:

2. Լուծելիության թեստի իրականացում (ըստ ԱՀԿ-ի):

Լուծելիության որոշումը իրականացվում է ԱՀԿ ուղեցույցի համաձայն /աղյուսակ 2./

Աղյուսակ 2. Լուծելիության թեստի պայմանները ըստ ԱՀԿ-ի

Ցուցանիշ	ԱՀԿ
BSC թույլատրված դասերը	1,2 (թույլ թթուները), 3
Սարքը	Թիակային սարք (75 պտ/ր) Պտտվող զամբյուղ (100 պտ/ր)
Միջավայրի ծավալը	900 մլ
Ջերմաստիճանը	37±0.5°C
Միջավայրերը	1.0.1N HCl (pH=1.2) 2. ացետատային բուֆեր (pH=4.5) 3. ֆոսֆատային բուֆեր (pH=6.8)
Նմուշների քանակը	12
Նմուշի վերցման կետերը	5, 10, 15, 20, 30, 45

Հետազոտության համար նախատեսված դեղահատերը տեղավորում են նախապես միացված լուծելիության սարքի համապատասխան բուֆերային լուծույթով լցված բաժակներում: Լուծելիության թեստի մեկնարկից հետո նմուշառումը /նշված ժամանակային կետերում/ կատարում են պիպետի օգնությամբ, աշխատելով վերցնել անհրաժեշտ ծավալի** լուծույթ բաժակի մեջտեղից: Լուծույթը ֆիլտրել «Միլիպոր» ֆիլտրով /0.45 մկմ անցքերի տրամագծով/՝ թափելով ֆիլտրատի առաջին բաժինները:

*** Անհրաժեշտության դեպքում /մեծ ծավալով նմուշների համար՝ ցիննարիզին, ֆուրոսեմիդ/ լուծելիության միջավայր ավելացնում են բուֆերային լուծույթի այնպիսի ծավալ, որը համապատասխանում է նմուշառված լուծույթի քանակին: Սա կարող է բերել միջավայրի նոսրացմանը, ինչը կարող է որոշ չափով ազդել արդյունքների վրա: Այս թերությունը վերանում է ավտոմատացված նմուշառուման համակարգով սարքերի կիրառման դեպքում:*

3. Վերլուծություն՝ դեղի կոնցենտրացիայի որոշում

Պարացետամոլի 0,5գ դեղահատի կենսահամարժեքության որոշումը

1մլ ֆիլտրատը տեղավորում են 100 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբայի մեջ և ծավալը համապատասխան բուֆերով հասցնում մինչև նիշը: Հետագոտվող լուծույթի օպտիկական խտությունը չափում են սպեկտրոֆոտոմետրով 243 նմ ալիքի երկարության և 1 սմ շերտի հաստության պայմաններում: Որպես համեմատիչ լուծույթ օգտագործում են համապատասխան բուֆերային լուծույթ: Զուգահեռ որոշում են պարացետամոլի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի օպտիկական խտությունը: Լուծույթ անցած պարացետամոլի քանակը տոկոսներով որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$X = \frac{D_1 \cdot a \cdot 900 \cdot 100 \cdot 1 \cdot 100}{D_0 \cdot b \cdot 1 \cdot 200 \cdot 100} = \frac{D_1 \cdot a \cdot 450}{D_0 \cdot b}$$

Որտեղ՝

D_1 – հետագոտվող լուծույթի օպտիկական խտությունն է,

D_0 - պարացետամոլի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի օպտիկական խտություն է,

a – ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար վերցրած պարացետամոլի քանակությունն է գրամներով,

b - 1 դեղահատում պարունակվող պարացետամոլի քանակությունն է գրամներով:

Պարացետամոլի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի պատրաստում

0.1 գ պարացետամոլը տեղավորում են 200 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբայի մեջ ավելացնում 100 մլ համապատասխան բուֆերային լուծույթ: Թափահարում են 10 ր և ծավալը բուֆերով հասցնում մինչև նիշը: Ստացված լուծույթից 1 մլ տեղավորում են 100 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբայի մեջ և ծավալը բուֆերով հասցնում մինչև նիշը: 1 մլ պարացետամոլի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթը պարունակում է 0.000005 գ պարացետամոլ: Օգտագործում են թարմ պատրաստված լուծույթը:

Ֆուրոսեմիդի 0,04 գ դեղահատերի կենսահամարժեքության որոշումը

Ստացված ֆիլտրատի 5 մլ տեղավորել 25 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբայի մեջ համապատասխան բուֆերով ծավալը հասցնում են մինչև նիշը և խառնում: Ստացված ֆիլտրատի օպտիկական խտությունը չափում են սպեկտրոֆոտոմետրով 277 նմ ալիքի երկարության և կյուվետի 10 մմ շերտի հաստության պայմաններում, որպես համեմատիչ լուծույթ օգտագործելով համապատասխան բուֆերը: Զուգահեռ չափում են ֆուրոսեմիդի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի օպտիկական խտությունը համապատասխան բուֆերում: Լուծույթ անցած ֆուրոսեմիդի պարունակությունը տոկոսներով որոշվում է հետևյալ բանաձևով

$$X = \frac{D_1 \cdot a \cdot 900 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 100}{D_0 \cdot b \cdot 5 \cdot 100 \cdot 100} = \frac{D_1 \cdot a \cdot 90}{D_0 \cdot b}$$

Որտեղ՝

D_1 -հետազոտվող լուծույթի օպտիկական խտությունն է

D_0 -ֆուրոսեմիդի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի օպտիկական խտությունն է

a -ֆուրոսեմիդի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի քանակությունը գրամներով

b - մեկ դեղահատում պարունակվող ֆուրոսեմիդի քանակությունը գրամներով

Ֆուրոսեմիդի ստանդարտ աշխատանքային լուծույթի պատրաստում

0.04 գ տեղավորել 100 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբայի մեջ, լուծել 5 մլ 0.1M NaOH-ի լուծույթում, համապատասխան բուֆերով ծավալը հասցնել մինչև նիշը և խառնել: Ստացված լուծույթից 2 մլ տեղափոխել 100 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբայի մեջ, համապատասխան բուֆերով հասցնել մինչև նիշը և խառնել:

4. Լուծելիության կորերի կառուցում, համարժեքության /անհամարժեքության/ գործակցի հաշվարկ

Ստացված տվյալների հիման վրա կառուցում են կոնցենտրացիայի և ժամանակի միջև կախվածությունն արտահայտող գրաֆիկը /միլիմետրային թթղի վրա/:

Կենսահամարժեքության գնահատման համար համեմատում են լուծելիության կորերը, կատարում են համարժեքության հաստատունի հաշվարկ***՝

$$l=n$$

$$f_2=50 \log[100/\sqrt{1+(\sum[R(t)-T(t)]^2/n)}]$$

որտեղ՝

f_2 -համարժեքության հաստատունն է

n -հսկման կետերի քանակությունն է

$R(t)$ -լուծված պրեպարատի միջին %-ային պարունակությունն է, օրինակ փորձարկվող պրեպարատի

Եթե f_2 -ի արժեքը 50-100 է, նշանակում է լուծելիության երկու պրոֆիլները համարժեք են:

Կարելի է կատարել նաև ահամարժեքության գործոնի հաշվարկ, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$f_1 = \frac{\sum(R-T)}{\sum R} \cdot 100$$

Անհամարժեքության գործոնի արժեքը պետք է լինի 0-10:

****Եթե պրեպարատի 85%-ից ավելին լուծվում է 15 րոպեի ընթացքում լուծելիության պրոֆիլները կարող են ճանաչվել միանման առանց լրացուցիչ մաթեմատիկական հաշվարկի:*